Validation Chimiothérapies IPhone

AtHome

Validation de l'administration

Validation des actes : Chimiothérapie seule

Validation des actes : Chimiothérapie + autres soins

Synchronisation des saisies

Ce tutoriel est disponible sur le site de l'HAD Relais Santé

https://www.had-relais-sante.fr

Par mail, sur simple demande à l'HAD Relais Santé au 05/55/18/06/90

POUR TOUTE SAISIE SUR L'APPLICATION MOBILE :

- COMMENCER PAR UNE SYNCHRONISATION POUR DISPOSER DES DONNEES A JOUR

- TERMINER PAR UNE SYNCHONISATION POUR ENREGISTRER LES DONNEES

Validation de l'administration



Dans le dossier du patient, aller dans l'onglet « traitements »



PARACETAMOL 1 a cb(DAFALGAN)





II Free 4G	12:56		86 % 🔲	
≡	≡ Prises			
Matin	Après-midi	Soir	Coucher	
AZACITIDINE 15:00 - 1 flac	25 mg/ml pdre p su on voie : sous-cutan	sp inj (VIDAZA) ée	!	
jeudi 6 oc	tobre 2022			
FUROSEMIDE	20 mg cp(LASILIX I	FAIBLE)	\bigcirc	
Matin - 1 com	DL 1 g cp(DAFALGAN primé voie : orale	1)		
PARACETAM	OL 1 g cp(DAFALGAN	4)		
Midi - 2 com	primé voie : orale			
PARACETAM	OL 1 g cp(DAFALGAN	4)	\bigcap	
Soir - 1 comp	rimé voie : orale		\cup	
PAROXETINE Soir - 1 comp	(chlorhydrate) 20 m rimé voie : orale	g cp(DEROXAT	" O	
AZACITIDINE 15:00 - 1 flac	25 mg/ml pdre p su on voie : sous-cutan	sp inj (VIDAZA) ée	•!	
vendredi 7	octobre 2022			
FUROSEMIDE	20 mg cp(LASILIX I	FAIBLE)		

Matin - 2 comprimé voie : orale

PARACETAMOL 1 q cp(DAFALGAN)

Click sur la case « commentaire de prise »

- Traitement en container réfrigéré (Boite bleue), indiquer la température de la sonde à l'ouverture de la boite et l'heure d'administration
- Traitement en container simple (boite noire), indiquer l'heure d'administration

<u>/!\</u>Il n'est pas nécessaire de contacter par téléphone l'HAD pour valider

 Traitement non administré, indiquer le motif : refus, décision médicale...
 <u>/!</u>Un échange téléphonique avec l'HAD est impératif.

La saisie terminée, click sur « retour » en haut à gauche

Le traitement est bien validé, la bulle orange indique qu'un commentaire a été saisi

<u>/!</u> Valider les traitements associés au protocole : Antihistaminiques, antiémétiques...

Click sur l'icône « menu » en haut à gauche





Click sur l'onglet « signes vitaux »

Click sur la constante à tracer

[Tapez ici] Le 29/11/2022



Click sur « + » pour entrer une nouvelle valeur

C Retour Te Ajout de Température	empérature	_
Ajout de Température		т
	9	
37,2		
	Valider	
3	36.5	IDEL FICTIVE
	27	ESTEVENET Ca
	37	29/09/2022 12:27
1	2	3
4	ABC	
4 сні	5 ЈКL	б мно
7	8	9
PQRS	тич	WXYZ
,	0	$\langle \times \rangle$



II Free 4G	1	4:11	81 % 🗔			
Informations médicales						
Signes Vit	aux		+			
Ροι	ıls	Pression a	artéri			
60	BPM	12 9	mmHg			
29/09/202	22 12:27	29/09/202	2 12:27			
Saturat	ion O2	Tempéra	ature			
97	%	36,5	°C			
29/09/202	22 12:27	30/09/202	2 14:38			
Corpulenc	ce		+			
Poi	ds	Taill	e			
70	kg	170	cm			
29/09/202	22 12:28	29/09/202	2 12:28			
Fonction F	Rénale		+			
Albumi	némie	Créatini	némie			
35	g/l	40	µmol/l			
29/09/202	22 12:28	29/09/202	2 12:28			
Eliminatio	n		+			
Anticoagu	ılant		+			

Une nouvelle saisie de constantes est possible, sinon, click sur l'icône « menu » en haut à gauche

Validation des actes : Chimiothérapie seule



IDEL FICTIVE

IDEL FICTIVE

15 AMI, 67,25€

18:47

19:17



Validation des actes : Chimiothérapie + autres soins

Tous les soins effectués le jour de l'administration de la chimiothérapie sont à facturer à l'HAD. Il est important de les signaler dès que possible pour qu'ils soient prévus au plan de soins. Sinon, il est possible de les saisir en plus.







Click sur l'icône « menu » en fin de saisie

Synchronisation des saisies



Pour finir, les données doivent être enregistrées dans le dossier patient. Cliquer sur « Revenir au menu principal »



Cliquer sur le bouton « synchroniser » en bas de l'écran, puis sur celui en haut de l'écran.



Les saisies sont enregistrées dans le dossier patient. Elles peuvent être lues par les autres intervenants.

Les traitements validés ne sont plus modifiables.

S'il n'y a pas de réseau, afin de ne pas perdre les données, il est conseillé de faire la synchronisation dans les deux heures.